

## वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको कोटेशन माग गरिएको सूचना । (सूचना प्रकाशित मिति:२०८२)

यस प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Lab Material (Vacutainer and Needle) खरिद गर्न लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रयोजनको लागि व्यवसाय (फर्म) दर्ता प्रमाणपत्र, मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र, आ.व. २०६०/०६१ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र तल उल्लेखित सामाग्रीहरूको ISO र European CE को साथमा USFDA Certificate को प्रतिहरू संलग्न गरी यो सुचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र कोटेशन पेश गर्नुहुन सुचित गरिन्छ । माग गरिएको कोटेशन तोकिएको म्यादभित्र प्रतिष्ठानको दर्ता, चलानी फाँटमा दर्ता गर्नुहुन वा  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

| S.N | Products       | Specification and Certification   |       | Qty    |                       |
|-----|----------------|---|-------|--------|-----------------------|
| 1   | EDTA           | <ul> <li>Plastic vials with K2EDTA spray-coated.</li> </ul>   | Piece | 290000 |                       |
|     | Vacutainer     | <ul> <li>It must have color coding as purple.</li> </ul>  |       |        |                       |
|     |                | <ul> <li>Having vacuum for drawn volume 2ml with</li> </ul>   |       |        |                       |
|     |                | 75X13mm dimension.  |       |        |                       |
| 2   | Serum          | <ul> <li>Plastic tube containing spray-coated silica and a</li> </ul>                                   | Piece | 490000 |                       |
|     | Separator tube | polymer gel for serum separation.   |       |        |                       |
|     | (SST)          | <ul> <li>Having vacuum for drawn volume 5ml with</li> </ul>   |       |        |                       |
|     |                | 100X13mm dimension.   |       |        |                       |
|     |                | <ul> <li>Acrylic based gel must come between serum and<br/>blood cells after centrifugation.</li> </ul> |       |        | 433                   |
|     |                | <ul> <li>Blood sample must be clotted within 30 minutes.</li> </ul>                                     |       |        | All                   |
|     |                | Acrylic based gel for serum separation must not   |       |        | Products<br>must have |
|     |                | be interfering analyzing test parameters.   |       |        | ISO &                 |
|     |                | It must have color coding as yellow.  |       |        | European              |
| 3   | Sodium         | Plastic vials/tubes contains a mixture of   | Piece | 9000   | CE with               |
|     | Fluoride       | potassium oxalate and sodium fluoride.  |       |        | USFDA                 |
|     | Vacutainer     | <ul> <li>It must have color coding as gray.</li> </ul>  |       |        | Certicied             |
|     |                | <ul> <li>Having vacuum for drawn volume 2ml with</li> </ul>   |       |        |                       |
|     |                | 75X13mm dimension.  |       |        |                       |
| 4   | Sodium citrate | Plastic Sandwiched vial/tubes having total  | Piece | 55000  |                       |
|     | Vacutainer for | volume 2ml with 3.2% buffered sodium citrate  |       |        |                       |
|     | Pediatric      | solution.   |       |        |                       |
|     | sample         | It must have color coding as blue.  |       |        |                       |
|     |                | Having vacuum for drawn volume 1.8ml with   |       |        |                       |
| _   | Vasutainan     | 75X13mm dimension.  | Diago | 100000 |                       |
| 5   | Vacutainer     | Flashback needle for Vacuum tube having 22/23   | Piece | 190000 |                       |
|     | Needle         | gauge   |       |        |                       |